



TRACOE tube clean Reinigungspulver

TRACOE tube clean Cleaning Powder

REF 932

DE	Gebrauchsanweisung
EN	Instructions for Use
FR	Instructions d'utilisation
ES	Instrucciones de uso
DA	Brugsanvisning
CS	Návod k použití



DE / Gefahr

Verursacht schwere Augenschäden / Verursacht Hautreizungen / Kann die Atemwege reizen / Schutzhandschuhe und Augen- und Gesichtsschutz tragen / Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten / Inhalt/Behälter der Problematikabfallentsorgung zuführen.

EN / Danger

Causes serious eye damage / Causes skin irritation/ May cause respiratory irritation / Wear protective gloves and eye/face protection / If skin irritation or rash occurs: Get medical advice.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Store in a well-ventilated place. Keep container tight closed / Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

FR / Danger

Provoque des lésions oculaires graves / Provoque une irritation cutanée / Peut irriter les voies respiratoires / Porter des gants de protection et une protection des yeux/du visage / En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger de l'humidité / Éliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

ES / Peligro

Provoca lesiones oculares graves / Provoca irritación de la piel / Puede irritar las vías respiratorias / Utilice guantes de protección y equipo de protección para los ojos/la cara / En caso de irritación cutánea o sarpullido: consulte a un médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lave cuidadosamente con agua durante varios minutos. Dado el caso, retirar las lentes de contacto si es posible retirarlas con facilidad. Continúe lavando.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el envase herméticamente cerrado / Eliminar el contenido/envase en el punto de recogida de desechos especiales o peligrosos.

DA / Fare

Forårsager alvorlig øjenskade / Forårsager hudirritation / Kan forårsage irritation af luftvejene / Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse / Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares i en lukket beholder / Indholdet/beholderen bortskaffes på et afhentningssted til farligt affald eller specialaffald.

CS / Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí / Dráždí kůži / Může způsobit podráždění dýchacích cest / Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít / Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený / Zneškodněte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.



DE / Achtung. Gebrauchsanweisung beachten • **EN** / Warning. Please read Instructions for Use • **FR** / Attention. Respecter le mode d'emploi • **ES** / Atención. Siga las instrucciones de uso • **DA** / Vigtigt. Følg brugsanvisningen • **CS** / Pozor. Respektujte návod k použití •



DE / Medizinprodukt • **EN** / Medical Device • **FR** / Dispositif médical • **ES** / Dispositivo médico • **DA** / Medicinsk udstyr • **CS** / Zdravotnický prostředek •



DE / Artikelnummer • **EN** / Item number • **FR** / Référence • **ES** / Número de artículo • **DA** / Artikelnummer • **CS** / Číslo výrobku •



DE / Chargencode • **EN** / Batch code • **FR** / Code de lot • **ES** / Código de lote • **DA** / Batchkode • **CS** / Kód šarže •



DE / Hersteller • **EN** / Manufacturer • **FR** / Fabricant • **ES** / Fabricante • **DA** / Producent • **CS** / Výrobce •



DE / Verwendbar bis • **EN /** Use by date • **FR /** Utilisable jusqu'au • **ES /** Fecha de caducidad • **DA /** Anvendes inden • **CS /** Použitelné do •



DE / Trocken aufbewahren • **EN /** Store in a dry place • **FR /** Conserver au sec • **ES /** Conservar en un lugar seco • **DA /** Opbevares tørt • **CS /** Uchovávejte v suchu •



DE / Von Sonnenlicht fernhalten • **EN /** Protect from sunlight • **FR /** Protéger de l'ensoleillement • **ES /** Mantener alejado de la luz solar • **DA /** Beskyttes mod sollys • **CS /** Chraňte před slunečním světlem •

Gebrauchsanweisung für TRACOE tube clean Reinigungspulver

TRACOE tube clean Reinigungspulver hat ein Fassungsvermögen von 400 g. Es ist für die Reinigung von Tracheostomiekanülen und Platzhaltern vorgesehen.

Das Pulver besteht aus Phosphat (> 30 %), Komplexbildnern (< 5 %), nichtionischen Tensiden (< 5 %), Farbstoffen und Zusatzstoffen.

1. Warnhinweise

Risiken und Sicherheitsvorkehrungen:

H318 Verursacht schwere Augenschäden

H315 Verursacht Hautreizungen

H335 Kann die Atemwege reizen

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P333+P313 Bei Hautreizung oder Hautausschlag: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen

P305+P351+P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten vorsichtig mit Wasser spülen. Evtl. vorhandene

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen
P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten
P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen

Das TRACOE tube clean Reinigungspulver muss vor jedem Gebrauch in Wasser aufgelöst werden.
Das aufgelöste Reinigungspulver nicht hinunterschlucken.
Reinigungspulver außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

2. Funktionsbeschreibung

Bei gemeinsamer Anwendung mit weiteren Medizinprodukten ist die jeweilige Gebrauchsanweisung zu beachten.

1. Einen Messlöffel Reinigungspulver (ca. 5 g) in eine Reinigungsdose geben (z. B. TRACOE tube clean Reinigungsdose (REF 934)).
2. Pulver in lauwarmem Wasser (etwa 500 ml) auflösen.
3. Die zu reinigende Tracheostomiekanüle oder den Platzhalter in die Reinigungslösung eintauchen.

4. Instrument etwa 10 bis höchstens 15 Minuten in der Lösung liegen lassen.
5. Gereinigtes Produkt aus der Lösung nehmen.
6. Bei Bedarf kann das Produkt gemäß der jeweiligen Gebrauchsanweisung in nachfolgenden Schritten weiter gereinigt werden.
7. Die gereinigten Produkte anschließend gründlich mit Trinkwasser oder destilliertem Wasser spülen und mit einem fusselfreien Tuch trocknen.

Die vorbereitete Reinigungslösung ist nur für einen einzigen Patienten bestimmt. Sie bleibt 24 Stunden lang wirksam und sollte danach entsorgt werden.

3. Lagerung

Das Pulver sollte an einem sauberen und trockenen Ort und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahrt werden.

4. Entsorgung

Gebrauchte Produkte sind entsprechend den nationalen Vorschriften, Abfallentsorgungsplänen oder klinischen Vorschriften zum Umgang mit biologischen Gefahrstoffen zu entsorgen.

5. Rücksendungen und Reklamationen

Rücksendungen gebrauchter Produkte können nur entgegengenommen werden, wenn TRACOE der Rücksendung zugestimmt hat und ein ausgefülltes Dekontaminations-Zertifikat sowie ein Reklamationsbericht beiliegen. Diese Formulare erhalten Sie entweder bei TRACOE medical direkt oder über die Website www.tracoe.com.

Falls das Produkt an einem meldepflichtigen Ereignis im Sinne der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 beteiligt ist, können Sie sich an TRACOE medical (complaints@tracoe.com) und an die zuständige Behörde des Verwendungslandes wenden.

Instructions for Use for TRACOE tube clean Cleaning Powder

TRACOE tube clean Cleaning Powder has a capacity of 400 g. It is indicated for cleaning of tracheostomy tubes and place-holders.

It is composed of phosphate (> 30 %), complexing agents (< 5 %), nonionic surfactants (< 5 %), colorants and auxiliaries.

1. Warnings

Hazardous and safety precautions:

H318 Causes serious eye Damage

H315 Causes skin irritation

H335 May cause respiratory irritation

P280 wear protective gloves and eye/face protection

P333+P313 If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P403+P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tight closed

P501 Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

Always dissolve the TRACOE tube clean cleaning powder in water before use.

Do not swallow the dissolved cleaning powder.

Keep it out of the reach of children.

2. Functional Description

When the product is used together with other medical devices, follow their respective instructions for use.

1. Put a measuring spoon of cleaning powder (approx. 5 g) into a cleaning tub (e.g. TRACOE tube clean Cleaning Tub (REF 934)).
2. Solve the powder with lukewarm water (about 500 ml).
3. Submerge the tracheostomy tube or placeholder to be cleaned in the cleaning solution.
4. Leave the device in the solution for about 10 to max. 15 minutes.

5. Remove the cleaned device from the solution.
6. If needed, subsequent cleaning steps for the device can be carried out according to their respective instructions for use.
7. Afterwards, rinse the cleaned device thoroughly with potable or distilled water and dry them with a fluff free cloth.

The prepared cleaning solution is single patient only and will remain effective for 24 hours and should then be disposed of.

3. Storage

Keep the product within a clean and dry location, and away from sunlight.

4. Disposal

Used products are to be disposed of in accordance with valid national regulations, waste management plans, or clinical procedures governing biohazardous waste materials.

5. Returns and Complaints

Returned products, that have been used, will only be accepted, if TRACOE has agreed to the return and a completed decontamination certificate and complaint report is enclosed. These

forms are available either directly from TRACOE medical, or via the website www.tracoe.com.

EN

If the device is involved in a reportable incident, as defined in local medical device legislation, please contact TRACOE medical (complaints@tracoe.com), and the appropriate regulatory body in the country of use.

Instructions d'utilisation pour Poudre de nettoyage TRACOE tube clean

FR

La poudre de nettoyage TRACOE tube clean a une capacité de 400 g. Elle est destinée au nettoyage des canules de trachéotomie et des écarteurs.

Elle est composée de phosphate (> 30 %), d'agents complexants (< 5 %), de tensioactifs non ioniques (< 5 %), de colorants et d'adjuvants.

1. Mises en garde

Risques et mesures de sécurité :

H318 Provoque des lésions oculaires graves

H315 Provoque une irritation cutanée

H335 Peut irriter les voies respiratoires

P280 Porter des gants de protection et une protection des yeux/du visage

P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enle-

ver les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger de l'humidité

P501 Éliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

FR

Avant l'utilisation, la poudre de nettoyage TRACOE tube clean devra toujours être dissoute dans de l'eau.

Ne pas avaler la poudre de nettoyage dissoute.

Tenir hors de portée des enfants.

2. Description fonctionnelle

Lorsque le produit est utilisé avec d'autres produits médicaux, veuillez suivre leurs instructions d'utilisation respectives.

1. Placez une cuillère-mesure de poudre de nettoyage (env. 5 g) dans une boîte de nettoyage (p. ex. la boîte de nettoyage TRACOE tube clean (REF 934))
2. Dissolvez la poudre avec de l'eau tiède (environ 500 ml).
3. Plongez la canule de trachéotomie ou l'écarteur à nettoyer dans la solution de nettoyage.

4. Laissez reposer le produit dans la solution pendant environ 10 à 15 minutes maximum.
5. Retirez le produit nettoyé de la solution.
6. Si nécessaire, les étapes successives de nettoyage du produit peuvent être réalisées conformément aux instructions d'utilisation qui lui sont propres.
7. Rincez ensuite soigneusement le produit nettoyé à l'eau potable ou distillée et séchez-le avec un tissu non pelucheux.

Une fois préparée, la solution de nettoyage est destinée à être utilisée chez un seul patient, elle demeure efficace pendant 24 heures et doit être éliminée ensuite.

3. Stockage

Conservez le produit à un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière du soleil.

4. Élimination

Les produits utilisés doivent être éliminés dans le respect des prescriptions nationales en vigueur, des plans de gestion des déchets ou des procédures cliniques qui concernent les déchets à risque biologique.

5. Retours et réclamations

Les retours de produits utilisés ne seront acceptés qu'avec l'accord de TRACOE, accompagnés d'un certificat de décontamination complété et d'un rapport de plainte. Ces formulaires sont disponibles directement auprès de TRACOE medical ou sur le site internet www.tracoe.com.

Si le produit est impliqué dans un incident à déclaration obligatoire tel que défini par la législation locale relative aux produits médicaux, veuillez contacter TRACOE medical (complaints@tracoe.com) et l'organisme de contrôle compétent du pays où il a été utilisé.

Instrucciones para el polvo de limpieza TRACOE tube clean

ES

El polvo de limpieza TRACOE tube clean tiene una capacidad de 400 g. Está indicado para la limpieza de las cánulas de traqueostomía y de los espaciadores.

Contiene fosfato (> 30 %), agentes complejantes (< 5 %), surfactantes no iónicos (< 5 %), colorantes e ingredientes secundarios.

1. Advertencias

Información sobre toxicidad y seguridad:

H318 Provoca lesiones oculares graves

H315 Provoca irritación cutánea

H335 Puede irritar las vías respiratorias

P280 Usar guantes de protección y equipo de protección para los ojos/la cara

P333+P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: acuda a consulta/atención médica

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Dado el caso, retirar las lentes de contacto si es posible retirarlas con facilidad. Continuar lavando

P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente herméticamente cerrado

P501 Eliminar el contenido/recipiente en el punto de recogida de desechos especiales o peligrosos.

ES

Antes de usar, disolver en agua el polvo para limpieza TRACOE tube clean.

No ingerir el polvo para limpieza disuelto.

Mantener lejos del alcance de los niños.

2. Descripción funcional

Cuando el producto se use junto con otros productos sanitarios, siga las instrucciones de uso respectivas.

1. Ponga una cuchara dosificadora de polvo para limpieza (aprox. 5 g) en un bote de limpieza (p. ej. bote de limpieza TRACOE tube clean (REF 934)).
2. Disuelva el polvo en agua tibia (aprox. 500 ml).
3. Sumerja la cánula de traqueostomía o el espaciador que se han de limpiar en la solución de limpieza.

4. Deje el producto en la solución durante unos 10 minutos, máximo 15 minutos.
5. Retire el producto limpio de la solución.
6. Si es necesario, a continuación se pueden realizar procedimientos de limpieza del producto de acuerdo con sus respectivas instrucciones de uso.
7. Posteriormente, enjuague muy bien el producto limpio con agua potable o agua destilada y séquelas con un paño sin pelusas.

La solución preparada solo puede usarse en un único paciente; su eficacia se mantendrá durante 24 horas y después deberá desecharse.

3. Conservación

Mantenga el producto en un lugar limpio y seco, y lejos de la luz solar.

4. Eliminación

Los productos usados deberán eliminarse de conformidad con las regulaciones nacionales, los planes de manejo de desechos

o los procedimientos clínicos vigentes para los residuos biológicos peligrosos.

5. Devoluciones y reclamaciones

Los productos devueltos que han sido usados solo serán aceptados si TRACOE ha acordado su devolución y si se adjuntan el certificado de descontaminación y el informe de reclamación. Estos formularios se pueden obtener directamente en TRACOE medical o en el sitio web www.tracoe.com.

ES

Si el producto está involucrado en un incidente notificable, según lo defina la legislación local sobre productos sanitarios, por favor comuníquese con TRACOE medical (complaints@tracoe.com) y con la autoridad reguladora competente en el país de uso.

Brugsanvisning for TRACOE tube clean rengøringspulver

TRACOE tube clean rengøringspulver har en kapacitet på 400 g. Det er indiceret til rengøring af trakeostomituber og pladsholdere.

DA Det består af fosfat (> 30 %), kompleksdannere (< 5 %), non-ioniske overfladeaktive midler (< 5 %), farvestoffer og hjælpestoffer.

1. Advarsler

Fare- og sikkerhedsforanstaltninger:

H318 Forårsager alvorlig øjenskade

H315 Forårsager hudirritation

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene

P280 Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning

P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares i en lukket beholder

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes på et afhentningssted til farligt affald eller specialaffald.

Opløs altid TRACOE tube clean rengøringspulver i vand før brug. Det opløste rengøringspulver må ikke indtages. Opbevares utilgængeligt for børn.

DA

2. Funktionsbeskrivelse

Når produktet anvendes sammen med andre medicinske produkter, skal produkternes brugsanvisning følges.

1. Læg en måleske med rengøringspulver (ca. 5 g) i en rengøringsbeholder (f.eks. TRACOE tube clean rengøringsbeholder (REF 934)).
2. Opløs pulveret med lunkent vand (ca. 500 ml).
3. Læg den trakeostomitube eller pladsholder, der skal rengøres, ned i rengøringsopløsningen.
4. Efterlad produktet i opløsningen i ca. 10 til maks. 15 minutter.
5. Fjern det rengjorte produkt fra opløsningen.
6. Der kan om nødvendigt udføres efterfølgende rengøringstrin

for produktet i henhold til den respektive brugsanvisning.
7. Skyl derefter det rengjorte produkt grundigt med drikkevand eller destilleret vand, og tør dem med en frugfri klud.

Den fremstillede rengøringsopløsning er kun til én patient og vil være effektiv i 24 timer og skal derefter bortskaffes.

DA 3. Opbevaring

Opbevar produktet på et rent og tørt sted, og væk fra sollys.

4. Bortskaffelse

Brugte produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med gyl-dige nationale forskrifter, planer for affaldshåndtering eller klini-ske procedurer, der regulerer biologisk farligt affaldsmateriale.

5. Returvarer og reklamationer

Returnerede produkter, der har været brugt, accepteres kun, hvis TRACOE har accepteret returneringen, og der vedlægges et udfyldt dekontamineringscertifikat og en reklamerationsrapport. Disse formularer kan enten fås direkte fra TRACOE medical eller findes på www.tracoe.com.

Hvis produktet er involveret i en indberetningspligtig hændelse, som defineret i lokal lovgivning om medicinske produkter, bedes du kontakte TRACOE medical (complaints@tracoe.com) og den kompetente myndighed i brugslandet.

DA

Návod k použití čisticího prášku TRACOE tube clean

Čisticí prášek TRACOE tube clean má obsah 400 g. Je indikován k čištění tracheostomických kanyl a knoflíků na stomii.

Skládá se z fosfátu (> 30 %), komplexotvorných činidel (< 5 %), neiontových tenzidů (< 5 %), barviv a pomocných látek.

CS

1. Varování

Nebezpečí a bezpečnostní opatření:

H318 Způsobuje vážné poškození očí

H315 Dráždí kůži

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít

P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený

P501 Zneškodněte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Před použitím vždy čistící prášek TRACOE tube clean rozpustíte ve vodě.

Rozpuštěný čistící prášek nepolykejte.

Uchovávejte ho mimo dosah dětí.

CS

2. Popis funkce

Když je výrobek používán společně s dalšími zdravotnickými prostředky, dodržujte pokyny uvedené v jejich návodech k použití.

1. Dejte jednu měрку čistícího prášku (přibližně 5 g) do čistící dózy (např. čistící dózy TRACOE tube clean [REF 934]).
2. Rozpusťte prášek vlažnou vodou (přibližně 500 ml).
3. Ponořte tracheostomickou kanylu nebo knoflík na stomii, které si přejete vyčistit, do čistícího roztoku.
4. Ponechte výrobek v roztoku po dobu přibližně 10 minut, nejdéle však 15 minut.
5. Vyjměte vyčištěný výrobek z roztoku.

6. V případě potřeby lze provést další kroky čištění výrobku v souladu s příslušným návodem k použití.

7. Následně vyčištěný výrobek důkladně opláchněte pitnou nebo destilovanou vodou a osušte je textilií, která nepouští vlákna.

Připravený čisticí roztok je určen pro použití pouze u jediného pacienta, lze ho použít po dobu 24 hodin a následně je ho nutné zlikvidovat.

CS

3. Skladování

Výrobek uchovávejte na čistém a suchém místě a chraňte ho před slunečním světlem.

4. Likvidace

Použité výrobky musí být zlikvidovány v souladu s platnými vnitrostátními předpisy, plány pro nakládání s odpadem nebo klinickými postupy pro biologicky nebezpečný odpad.

5. Vracení a reklamace

Vracené výrobky, které byly použity, budou přijaty jen tehdy, pokud společnost TRACOE souhlasila s jejich vrácením a je-li

k nim přiložen vyplněný certifikát o dekontaminaci a reklamační zpráva. Tyto formuláře jsou dostupné přímo od společnosti TRACOE medical nebo na webových stránkách www.tracoe.com.

Pokud v souvislosti s výrobkem došlo k příhodě podléhající hlášení podle definice v platných právních předpisech pro zdravotnické prostředky, kontaktujte prosím společnost TRACOE medical (complaints@tracoe.com) a příslušný regulační orgán v zemi použití výrobku.

CS

2021-04
801645
1.0



Manufacturer

TRACOE medical GmbH

Reichelsheimer Str. 1 / 3, 55268 Nieder-Olm / Germany

Tel.: +49 6136 9169-0, Fax: +49 6136 9169-200

info@tracoe.com, www.tracoe.com