



Zubehör für 15 mm-Konnektor

Sprechventile




REF 650-T

TRACOE phon assist I




REF 655-T

TRACOE phon assist II



REF 650-TO


TRACOE phon assist I
mit Sauerstoffanschluss



REF 650-TO-C

TRACOE phon assist I
in Signalfarbe und mit Sauerstoffanschluss

Verschlusskappe




REF 516

TRACOE modular Verschlusskappe


Die hier aufgeführten Produkte sind nur in Verbindung mit gefensterten Tracheostomiekanülen mit 15 mm-Konnektor zu verwenden. Alle Kanülen mit Cuff müssen vor dem Aufsetzen eines Sprechventils oder Verschlusskappe entblockt werden.

Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher




REF 640-CT

TRACOE humid assist I



REF 641

TRACOE humid assist III



REF 642

TRACOE humid assist IV




REF 643

TRACOE humid assist kids



22 mm-Aufnahme Adapter




REF 622

TRACOE modular
22 mm-Aufnahme Adapter


Zubehör für 22 mm-Aufnahme

Sprechventile




REF 650-S

TRACOE phon assist I



REF 650-SO


**TRACOE phon assist I
mit Sauerstoffanschluss**



REF 655-S

TRACOE phon assist II

Verschlussstopfen




REF 621

TRACOE modular Verschlussstopfen

**Achtung: Nicht in Verbindung mit
Halteplaster REF 660 verwenden!**

Alle hier abgebildeten Sprechventile und die Verschlussstopfen können auf gefensterete Silikonkurzkanülen, Tracheostomiekanülen, stoma und grid buttons sowie Halteplaster mit 22 mm-Aufnahme gesteckt werden.


Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher



REF 640-S


TRACOE humid assist I

Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher für Sprechventil REF 655-T und REF 655-S




REF 645


TRACOE humid assist II



REF 655-T



REF 655-S



REF 645

Dieser Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher ist ausschließlich für den Gebrauch der fingerfreien Sprechventile REF 655-T und REF 655-S vorgesehen.