

## Produktinformation

TRACOE humid assist Feuchtigkeits- und Wärmeaustauscher

REF 640-CT und REF 640-S



REF 640-CT



REF 640-S

- Mit weißem Schaumstoff
- Einzeln steril verpackt

### Befeuchtungsleistung (VT = Tidalvolumen)

VT 250 ml	11,7 mg/l
VT 500 ml	15,3 mg/l
VT 750 ml	19,3 mg/l
VT 1000 ml	20,6 mg/l

### Druckabfall (cm H<sub>2</sub>O)

Inspiration	0,5 l/s
[hPa]	1,0 l/s
Expiration	0,5 l/s
[hPa]	1,0 l/s

### Flow

## Bestellinformation

REF	Beschreibung
640-CT	TRACOE humid assist I, zum Aufstecken auf alle Kanülen mit 15 mm Konnektor, steril, einzeln verpackt, VE: 50 Stück
640-S	TRACOE humid assist I mit flacher Basis, für alle 22 mm Aufnahme-Möglichkeiten, steril, einzeln verpackt, VE: 50 Stück



Für weitere Informationen: [www.tracoe.com](http://www.tracoe.com)



TRACOE medical GmbH • Reichelsheimerstr. 1 / 3 • 55268 Nieder-Olm

Tel.: +49 6136 9169-0 • Fax: +49 6136 9169-200 • [info@tracoe.com](mailto:info@tracoe.com) • [www.tracoe.com](http://www.tracoe.com)