

**Ideal bei komplizierter Stoma-Anatomie** – sorgt für Polsterung hinter der Trachealkanüle

# Kapi-Gel®

## Tracheostomapolster

### Hauptmerkmale

- Dient als Polsterung
- Kann Luftleckagen vermindern
- Unterstützt die Hautpflege, reduziert Reizungen
- Erhältlich in zwei Stärken und zwei Größen

- Dient als Polsterung hinter dem Kanülenschild
- Diskret, da transparent
- Minimiert das Scheuern auf der Haut durch das Kanülenschild und erhöht so den Komfort
- Kann Luftleckagen um die Trachealkanüle für bessere Stimmgebung verringern
- Kapi-Gel ist ein haftendes, laminiertes Silikongel in zwei Stärken (3 mm und 5 mm). Durchmesser der Ringmitte: (8 mm und 12 mm). Durchmesser des Polsters 43 mm.
- 10 Stück pro Packung



Ein Problemlöser, der schwierige Konturen rund um das Stoma „füllt“ und so für Komfort bei der Verwendung von Trachealkanülen, Stoma-Konnektoren und Filteraufnahmen für Wärme-/Feuchtigkeitsaustausch sorgt.

### Kapi-Gel® DÜNN (3 mm)

Stärke: 3 mm

LATNG2008	8 mm	dünn (3 mm)	10 Stk.
LATNG2012	12 mm	dünn (3 mm)	10 Stk.

### Kapi-Gel® DICK (5 mm)

Stärke: 5 mm

LATNG4008	8 mm	dick (5 mm)	10 Stk.
LATNG4012	12 mm	dick (5 mm)	10 Stk.

Kapitex Healthcare Ltd,  
Unit 1, Erivan Park,  
Sandbeck Way, Wetherby,  
West Yorkshire, LS22 7DN, GB

Tel.: +44 (0)1937 580211

E-Mail: sales@kapitex.com

[www.kapitex.com](http://www.kapitex.com)

**KAPITEX®**  
Airway Intelligence